



福岡県医発第 1245 号 (地)

平成 15 年 9 月 30 日



各 医 師 会 長 殿

福岡県医師会
会長 関原 敬 次



今冬の S A R S 対策のための N 9 5 マスク等の購入について (情報提供)

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

先般、「今冬の S A R S 対策のためのマスク等の送付について」(事務連絡、平成 15 年 9 月 10 日付)にてお知らせいたしておりますが、貴会会員で N 9 5 マスク等についての購入希望がありましたら、下記の業者より斡旋する旨の情報提供が日本医師会よりありましたので、ご参考までにお知らせいたします。

つきましては、貴会におかれましても本件につきましてご了知いただき、貴会会員へご高配のほどよろしくお願いいたします。

なお、詳細につきましては、直接、下記の業者にお問い合わせ下さいますようよろしくお願いいたします。

記

1. 内容 N 9 5 マスク、防護服、手袋の 3 点セット
2. 業者
 - 1) ニチウラ千代田屋 (株)
東京都台東区蔵前 4-13-7
TEL: 03-3861-2384 担当: 三鈷 (さんこ)
FAX: 03-3861-2538
 - 2) 日本光電九州 (株)
福岡市博多区東比恵 2-12-22
TEL: 092-411-2163 担当: 小林
FAX: 092-474-8226

感染症対策防護セット JICK - 010



N95 マスク

ガウン (タイベック 1010 型防護服)

アンセルラテックスグローブ

ニチウラ千代田屋株式会社


東京都台東区蔵前 4-13-7 03-3861-3537

大阪市中央区南船場 4-7-6 06-6244-1222

福山市沖野上町 3-3-17 084-922-2505

感染対策キット ZK-300

オールインワンタイプ



< 概要 >

SARSなどの感染症の疑いがある患者さんが医療機関を受診した場合、医療従事者への感染を低減させるためのオールインワンタイプの使い捨てキットです。

< 特長 >

医療従事者のほぼ全身を防護する構成内容になっています。
 患者さんからの飛沫感染防止用のマスク付きです。
 廃棄用の処理袋付きです。
 必要な用具をキット化。細かく手配する手間が省けます（利便性）。
 必要数量を梱包しているので経済的（無駄が無い）です（経済性）。
 必要時素早く対応できます（迅速性）。
 着脱方法を詳しく記載した取扱説明書付きです（操作性）。

< 価格 > 定価 6,100円

< 構成内容詳細 >

医療従事者 1 名、患者さん 1 名用

医療従事者用

名称	数量	目的	適用規格
SMS アイソレーションガウン	1 着	汚染からの防護	-
N95 マスク	1 枚	汚染からの防護	NIOSH（米国労働安全衛生研究所）が認定する N95 基準に適合
靴カバー ¹	1 双	汚染からの防護	-
フェイスシールド	1 個	飛沫からの防護	-
帽子	1 枚	汚染からの防護	-
滅菌済みゴム手袋 （手術用 サイズ 7） ²	2 双	汚染からの防護	JIS T9107 使い捨て手術用ゴム手袋 適合品
廃棄物処理袋	1 枚	廃棄物の処理	ASTM D1709-85 ダート・ドロップ・テスト合格
取扱説明書	1 部	装着・着脱方法記載	

1: 足部は防水加工されています。また、底面には滑り止めが付いています。2: 天然ゴムは使用していません。

患者さん用

名称	数量	目的	適用規格
サージカルマスク	1 枚	体液や分泌物の飛散の防止	-



< 医療従事者の着用完了時 >

日本光電工業株式会社

東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560

感染対策キット ZK-400

簡易タイプ



< 概要 >

SARSなどの感染症の疑いがある患者さんが医療機関を受診した場合、医療従事者への感染を低減させるための簡易キットです。

< 特長 >

- 必要な用具をキット化。そろえる手間が省けます（利便性）。
- 必要数量を梱包しているので経済的（無駄が無い）です（経済性）。
- 必要時素早く対応できます（迅速性）。
- 着脱方法を詳しく記載した取扱説明書付きです（操作性）。

< 価格 > 定価 2,200 円

< 構成内容詳細 >

医療従事者 1 名用

名称	数量	目的	適用規格
SMS アイソレーションガウン	1 着	汚染からの防護	-
N95 マスク	1 枚	汚染からの防護	NIOSH（米国労働安全衛生研究所）が認定する N95 基準に適合
滅菌済みゴム手袋 （手術用 サイズ 7） ¹	1 双	汚染からの防護	JIS T9107 使い捨て手術用ゴム手袋 適合品
取扱説明書	1 部	装着・着脱方法記載	

1:天然ゴムは使用していません。



< 医療従事者の着用完了時 >