

福県医発第1141号(地)

平成16年 9月24日

各医師会長 殿



福岡県医師会

会長 竹嶋 康 弘



日本医師会によるACLS訓練用人形・AEDの共同購入支援について

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、標記の件につきましては、平成16年8月20日付(福県医発第893号)の文書をもってお知らせいたしておりましたが、今般、地域の医師会からの強い要望によりAED(自動体外式除細動器)の共同購入支援対象会社に「日本メドトロニック」社が加えられるとともに、ACLS訓練用人形対象会社にアイ・エム・アイ社の追加がなされた旨、日本医師会より連絡がありました。

これに伴い、既にお送りしております比較表や専用購入申込書も修正されました。

つきましては、誠に恐縮に存じますが、改めて貴会管下医療機関等へご周知いただきますとともに、購入申し込みを取りまとめ、10月22日(金)までに、別添の各申込書(医師会用・医療機関用)にて貴会ならびに各医療機関の購入数を、メールかFAXで本会宛ご返信くださいますようよろしくお願い申し上げます。

なお、

1. 日本医師会会員向けホームページへ本共同購入支援の資料が掲載される予定ですが、本会からも後日、本会宛購入申込書等をメールで再度お送りいたしますので、ご参照のうえご利用ください。
2. 購入申し込みがない場合も、その旨ご連絡願います。
3. 今までの質問・要望をもとに「日本医師会共同購入支援Q&A」が作成されましたのでご参考までにお送りいたします。

小郡三井医師会より

担当理事 島田昇二郎

上記については先日ご案内しておりましたが、共同購入支援対象の会社が増えた旨連絡がありました。ご検討頂き、購入ご希望の方は次ページの申込書により10月18日(月)までに当医師会事務局へお申し込みください。



(別紙)

医師会行

(E-mail:)

(FAX: - -)

日本医師会 A C L S 訓練用人形・A E D 共同購入支援 専用購入申込書 (医療機関用)

下表の通り、A C L S 訓練用人形及び A E D (自動体外式除細動器) の購入を申し込みます。なお、購入の確認、製品の納入先・方法等については、下記担当者までご連絡をお願いします。

平成 16 年 月 日

医療機関名 電話番号 ご担当者

価格は全て、税込み

		レールダル メディカル ジャパン株式会社		日本光電工業株式会社		アイ・エム・アイ株式会社		日本メドトロニック株式会社	
A C L S 訓練用人形	本体	ハートシム ACLS トレーニングシステム	台	QQ タロー ALS - M_	台	アンブメガコードシミュレーションシステム	台		
		ALS スキルトレーナ 200 セット	台						
	トレーナ	A E D レサシアントレーニングシステムスキルガイドモデル(25万4363円)	台	A E D トレーナ(6万480円) (訓練用人形本体購入の場合は、1 団体につき1 台添付されています)	台	アンブデフィブトレーナーシステム(28万6650円)(AED トレーナーは付属していません)	台		
		A E D トレーナ2(7万5863円)	台	A L S トラウマベッド(外傷を擬した頭部人形・:31万5000円)	台	アンブ気管挿管練習モデル(21万円)	台		
		気道管理トレーナ(22万3125円)	台						
A E D	本体	ハートスタート FR2	台	カルジオライフ AED - 9100	台			ライバック LP500B	台
	付属品	データカード(1万9845円)	個	ウォールマウントストレージケース(AEDを入れる壁掛け用箱・7万3500円)	個				
				キャリングケース(2万6250円)	個				
送付先		本社 インフォメーションセンター 〒102-0082 東京都千代田区一番町8 一番町 FSビル5F 電話:03-3222-8090 FAX:03-3222-8091 フリーダイヤル:0120-309-060		営業本部民間 在宅営業部 松下哲也 電話 03-5996-8024 住所:東京都新宿区西落合 1-31-4 F A X :03-5996-8091		営業本部 商品・市場開発部 救急・教育チーム 佐藤純一・見辺雅(ミナベタシ) 〒110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14 住友不動産上野ビル5号館1F 電話:03-5246-9463 FAX:03-5246-9513		本社 イマージレスレスポンスシステム 塩澤秀幸 電話 044-540-6502 住所 川崎市幸区堀川町 580 ソリッドスクエア西館 6F FAX 044-540-6170	

10 月 22 (金) までに上記までご返信ください。



(地ⅠⅠⅠⅠ)

平成16年9月14日

都道府県医師会

担 当 理 事 殿

日本医師会常任理事

雪 下 國



日本医師会によるACLS訓練用人形・AEDの共同購入支援について

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、標記の件につきましては、先般の都道府県医師会救急災害医療担当理事連絡協議会及び通知にてご案内申し上げているところであります。

今般、地域の医師会からの強いご要望によりAED（自動体外式除細動器）の共同購入支援対象会社に「日本メドトロニック」社を加えるとともに、また併せてACLS訓練用人形対象会社にアイ・エム・アイ社を追加いたしました。

これに伴い、既にお配りした比較表や専用購入申込書も、別添のとおり修正いたしましたのでご承知ください。なお、別添の資料は、本会ホームページメンバーズルームにても入手いただけます。

貴会におかれましては、すでに本事業を各郡市区医師会、大学医師会あるいは医療機関にご周知いただいているところ、さらにお手数をおかけして誠に恐縮ですが、改めてご周知の程ご高配賜りますようよろしくお願い申し上げます。

追って、これまでいただいたご質問、ご要望をもとに「日本医師会共同購入支援Q&A」を作成いたしましたので、ご参考にしていただければ幸いです。

A C L S 訓練用人形・A E D 共同購入支援

要 領

1．目的・趣旨

地域医師会・医療機関によるA C L S 研修会実施の環境整備を図るため、各都道府県医師会による共同購入を支援し、A C L S 訓練用人形やA E D（自動体外式除細動器）の導入推進を図る。

また今後、A E Dが公共施設や学校、航空機等に配備されることが予想されるが、診療所をはじめとする各医療機関にもA E Dを配備し、心肺停止患者の発生に備える必要がある。そのため、A C L S 研修会と併せて共同購入の支援を行う。

2．対象


- ・都道府県医師会
- ・郡市区医師会、大学医師会及びその他の医師会
- ・医療機関
- ・その他都道府県医師会長が認める者

3．手順

- (1) 日本医師会が、各社と価格交渉、共同購入支援資料を作成
 - (2) 都道府県医師会が、地域医師会等の購入申し込みを取りまとめ、各社に発注
 - (3) 平成16年10月31日までの申し込み受付数をもって、訓練用人形及びA E Dの提供金額を決定
締切日後も、同じ提供価格にて購入申し込みを受付
 - (4) 各社より、都道府県医師会を通じて把握した購入医師会・医療機関に連絡、購入の確認の他、納期の説明などを実施
 - (5) 各社より、製品の納入・説明会の開催などの実施
 - (6) 各社より、アフターケアの実施
- (詳細は、4．スケジュールを参照)

4 . スケジュール

1	価格交渉 共同購入資料の作成	日医が、あらかじめ各社に対して価格交渉 日医が、各社の見積りや機能・アフターケア体制等を比較した資料を作成。
2	都道府県医師会に資料を配布	平成16年度連絡協議会、通知
3	購入申し込みのとりまとめ	都道府県医師会が、購入医師会・医療機関からの購入申し込みをとりまとめ
4	購入申し込み	都道府県医師会より、専用申込書にて各社に対して購入申し込み
5	金額確定	平成16年10月末日まで の購入申し込み受付数をもって金額確定
6	購入医師会・医療機関の把握	各社より、各都道府県医師会に連絡し、購入医師会・医療機関を把握
7	購入医師会・医療機関への連絡	各社より、各購入医師会・医療機関に、金額確定の通告、購入の確認、納期の連絡など
8	製品の納入・代金支払	各社より、購入医師会・医療機関に製品を直接納入 購入医師会・医療機関より各社に代金支払
9	A C L S 研修会実施、 医療機関への A E D 配備	都道府県医師会、郡市区医師会または医療機関による研修会の実施 各医療機関への A E D の配備
10	アフターケア	各社の営業・技術部員等が、取扱い説明、備品交換、修繕等のアフターケアを実施



日本医師会 A C L S 訓練用人形・A E D 共同購入支援資料

本共同購入支援は、各都道府県医師会・市区医師会及び医療機関等に対し、下表の製品を購入することを強制するものではありません。
また、提供価格は、各都道府県医師会の購入数全体により変動しますので、ご承知ください。

1. A C L S 訓練用人形

		レールダル メディカル ジャパン株式会社		日本光電工業株式会社	アイ・エム・アイ株式会社
機種名称・形式		ハートシム ACLS トレーニング システム 	ALS スキルトレーナ 200 セット 	QQ タロー ALS - M 	アンブメガコードシミュレーションシステム 
構成物 付属物等	人形の構成物、付属物	マネキン(全身) リンクボックス ノートパソコン (ソフトウェアインストール済) リモコン シリコンレサシテータ (成人用バグバルブマスク) 潤滑スプレー IV パッド予備×2 種 マネキン用ハードケース PC 用ソフトケース	マネキン(全身) 心電図シミュレータ シリコンレサシテータ (成人用バグバルブマスク) 潤滑スプレー IV パッド予備×2 種 ハードケース	全身マネキン CPR 用ヘッド ECG シミュレータ(ケーブル含む) CPR 用フェイスシールド 注射用パッド IV アーム&ハンド用血管 血液リザーバーバッグ 血液パウダー 潤滑剤 ECG シミュレータ用アダプター (使い捨てパッド及びテストケーブル用のアダプター)	マネキン(全身) ドラッグボックス ノートパソコン (ソフトウェアインストール済) CD-ROM(ソフトウェア) 潤滑剤 I.V.トレーナ(右腕) マネキン用ハードケース AED アダプタプレート (貼付電極用アダプタ)
	機能				
機能	BLS 手技	○	○	○	○
	気道確保手技	○	○	○	○
	経口・経鼻挿管	○	○	○	(経口挿管のみ可能)
	誤挿管時の胃膨張シミュレート	○	○	○	○
	喉頭鏡の不適切な使用に対するアラーム	○	○	×	×
	緊張性気胸など、片肺閉塞状態の再現	○	×	×	×
	喉頭痙攣の再現	○	○	×	×
	除細動(AEDの使用)	○	○	○	○
	心電図モニタリング	○	○	○	○
	再現可能な心電図	2,500 種類	23 種類	34 種類	1,000 種類以上(組合せにより)
	心電図と脈拍の同期	○	○	○	○
機能	体外ペーシング	○	×	○	×
	体外ペーシングによる補充調律	○	×	○	×
	静脈路確保	上腕・手背	上腕・手背	上腕・手背	上腕から手背
	薬剤投与・輸液	○	○	○	○
	呼吸音・発声の再現	○(換気時聴診に加え、心肺停止前後の自発呼吸や苦悶・嘔吐音声を再現)	(換気時聴診のみ可能)	(聴診のみ可)	(呼吸音のみ可能)
心電図解説画面	○	×	×	×	

		レールダル メディカル ジャパン株式会社		日本光電工業株式会社	アイ・エム・アイ株式会社
機種名称・形式		ハートシム ACLS トレーニングシステム 	ALS スキルトレーナ 200 セット 	QQ タロー ALS - M 	アンブメガコードシミュレーションシステム 
	心電図判読テスト	○	×	×	×
	訓練シナリオの作成	○	(放電後の調律変更)	(放電後の調律変更)	○
	訓練記録の保存	○	×	×	○
	操作部	マウス(パソコン)、又は専用リモコン	専用シミュレータ	専用シミュレータ	マウス(パソコン)、又はドラッグボックス
	ひじ関節可動	×	×	○	(左腕のみ可能)
価格(税込み)	提供価格 / 1 台 (税込)	1,990,275 円	977,288 円	・630,000 円 その他提供価格に含まれるサービス品 ・AED トレーニングユニット1台/1都道府県医師会当り	1,396,500 円
	定価(値引率)	2,341,500 円(15%)	1,149,750 円(15%)	・1,029,000 円(39%)	1,995,000 円(30%)
	提供価格条件 (各都道府県医師会からの発注数全体)	10 台以上: 1,521,975 円(35%引き) 50 台以上: 1,404,900 円(40%引き) 100 台以上: 1,287,825 円(45%引き) 150 台以上: 1,170,750 円(50%引き)	10 台以上: 632,363 円(45%引き) 50 台以上: 517,388 円(55%引き) 100 台以上: 459,900 円(60%引き)	・1 台以上: 630,000 円(39%引き) ・200 台以上: 567,000 円(45%引き)	・11 台以上: 1,296,750 円(35%引き) ・26 台以上: 1,197,000 円(40%引き) ・51 台以上: 1,097,250 円(45%引き)
	保証期間	1 年間		1 年間	納品後 1 年間
アフターケア	説明会の開催など	・納入時に当社サービス員による説明会開催。 ・医師会開催の ACLS 研修会に対する他の研修機材の随時貸し出し対応		・納入時に当社員による使用説明会開催 ・医師会開催の ACLS 研修会に対する他の研修器材の随時貸し出し対応	・納入時に当社社員による説明会開催。 ・医師会開催の ACLS 研修会に対する他の研修機材の随時貸し出し対応 ・医師会開催の ACLS 研修会における説明希望に納品後 3 回まで対応 ・ACLS 研修会開催におけるマネキン不足時には、レンタルサービスあり(有料)
	点検・交換	・当社テクニカルセンター(千葉県市川市)にて修理。出張修理も可能。		・当社の約 900 名からなる全国 125 営業所・サービス拠点で対応 ・夜間及び休日はコールセンターにて対応	・当社 12 顧客サービスセンタ、本社メンテナンスセンタおよび関西メンテナンスセンタにて対応。出張対応も可能。
	補修	・当社テクニカルセンター(千葉県市川市)にて修理。出張修理も可能。		当社の約 900 名からなる全国 125 営業所・サービス拠点で対応	・当社 12 顧客サービスセンタ、本社メンテナンスセンタおよび関西メンテナンスセンタにて修理。出張修理も可能。
他	連絡先・担当者	本社 インフォメーションセンター 〒102-0082 東京都千代田区一番町 8 一番町 FS ビル 5F 電話: 03-3222-8090 FAX: 03-3222-8091 フリーダイヤル: 0120-309-060		国際商品事業部 OR/ICU グループ 管野雄治 電話 03-5996-8538 東京都新宿区西落合 1-31-4 FAX 03-5996-8101 メールアドレス: Yuuji_Kanno@mb3.nkc.co.jp	営業本部 商品・市場開発部 救急・教育チーム 佐藤純一・見辺雅(ミナベ タシ) 〒110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14 住友不動産上野ビル 5 号館 1F 電話: 03-5246-9463 FAX: 03-5246-9513 メールアドレス: junichi.sato@imimed.co.jp tadashi.minabe@imimed.co.jp

.....

2. A E D (自動体外式除細動器)

		日本光電工業株式会社	レールダール メディカル ジャパン株式会社	日本メドトロニック株式会社
機種名称・形式		カルジオライフ AED - 9100 	ハートスタート FR2 	ライバック LP500B 
構成・条件等	A E D 以外の構成物、付属物	・使い捨て電極(一組) ・バッテリー(5年間充電不要で使用方法可能又は300回の使用可能)	バッテリー×1、除細動パッド×2組、 キャリングケース	・使い捨て電極(2組) ・バッテリー ・ソフトケース
	耐衝撃性	IEC68-2-29 規格(衝突 6000 回に耐えることが可能) ・RTCA/DO-160D, セクション 8, カテゴリ SIEC68-2-6 規格(1メートルの高さからの落下に対応)	MIL-STD-810E 516.4, Procedure 準拠 (1m の高さから縁・角・面で落下させる試験)	耐衝撃 MIL-STD-810E Method 514.4
	バッテリー容量	バッテリー(5年間使用可能又は300回の使用可能)	最低300回の除細動または12時間の連続動作 最大5年	バッテリー(製造後保存寿命5年間使用可能又は最大エネルギー360Jで標準312回使用可能)
	安全性	・IEC60601 規格(内部電源機器) ・IEC529, IP23 規格(耐水性)	耐水性 IEC529 class IP54 準拠 高度 MIL-STD-810E 500.3, Procedure 準拠 耐振動性 MIL-STD-810E 514.3-17 準拠 航空機への搭載規格 (RTCA/DO-160D:1997 Section 21 Category M-charging)	防水 IEC60529/EN60529 IPX4 (電極またはコネクタの接続による) 内部電源 IEC 60601-1/EN60601-1,5-1 耐振動 MIL-STD-810E Method 516.4 航空機への搭載規格 RTCA/DO-160D
	外形寸法(幅×奥行×高さ)	269×84×315	218×218×66mm	102*267*295mm(ハンドル含む)
	質量(バッテリー装着時)	3.36kg(バッテリー・電極含む)	2.3kg(バッテリー装着時)	2.9Kg(バッテリー含む)
	トレーニングモード	×	○ トレーニング用バッテリー挿入により可能	×(万が一の誤使用を防ぐため、トレーニング用の装置は分離)
機能(除細動時)	心電図波形の表示	×	○	×
	出力波形	単相性	二相性	二相性
	出力エネルギー	200J、300J、360J(米国心臓協会(AHA)のガイドラインに従い自動的にエネルギーを上げ除細動効率を高める機能)	AHA ガイドラインは200J以下の低エネルギーの二相性波形が安全で有効であるとされている	標準設定 200J—300J—360J 但し、個別に設定変更可能のため将来プロトコルの変更があっても対応が可能で有り、資産の陳腐化を防止
	充電時間	9秒～15秒以内	10秒以内	360Jで15秒以内
	自動解析	○	○ 5秒に1回	○自動再解析
	安全性	○	充電中・充電後であっても、除細動を要しない心電図を認識した時点でキャンセルする安全機能付き	体動検出機能による誤解析防止
	電極パッド	使い捨てパッド P-590(使用期限は生産後18ヶ月間)	使い捨てパッド(使用期限は製造後24ヶ月間)	使い捨て電極 使用期限は製造後24ヶ月間
	ボタン操作	1回(フタを開けると電源が入り、放電ボタンを1回押すのみ)	2回(電源ONおよび放電)	あり 2ボタン(電源ON、放電) 3ボタン(電源ON、解析、放電)
	アナウンス内容	(米国心臓協会(AHA)推奨ガイドラインに準拠) 電極を患者にセットして下さい患者に触れないで下さい。 心電図の解析中です除細動適用です。 充電中です放電します。 患者から離れて、点滅ボタンを押して下さい	パッドを患者の胸に装着して下さい。ランプが点滅しているソケットに、パッドのコネクターを接続して下さい。 心電図を解析中です。患者に触れないで下さい。 ショックが必要です。充電中です。患者から離れて下さい。	電極を接続して下さい。 解析ボタンを押して下さい。(無いタイプも御座います) 患者さんから離れて下さい。解析中です。 除細動が必要です。 患者から離れて、通電ボタンを押して下さい。

		日本光電工業株式会社	レールダル メディカル ジャパン株式会社	日本メドトロニック株式会社
機種名称・形式		カルジオライフ AED - 9100 	ハートスタート FR2 	ライバック LP500B 
		脈拍をチェックして下さい(ショック成功時)	ショックを実行します。オレンジボタンを押して下さい。 ショックが完了しました。心電図を解析中です。患者に触れないで下さい。 ショックは不要です。患者に触れても大丈夫です。気道を確保し、呼吸と脈拍を確認してください。必要ならば CPR を開始して下さい。	ショックが不要な場合、脈拍を点検して下さい。脈拍がない場合は CPR を開始して下さい。 あるいは 体動が無く、呼吸が正常でない場合には CPR を開始して下さい。 (音声選択可能)
	周囲音声	記録しない	録音可能	録音可能
	電極の極性(有無)	電極の極性はなし (2 枚の電極には極性がなく、どちらを貼っても使用可能)	あり(電極貼付位置イラスト付き)	あり(電極貼付位置イラスト付き)
機能(事後検証時)	心電図(件数、分数)	連続 20 分の心電図メモリ可能 (WindowsPC で再生可能)	最大 4 時間(WindowsPC で再生可能)	20 分間の周囲音声と 20 分間の連続心電図メモリ(音声無しの場合には 80 分)(WindowsPC で再生可能)
	レポート (内容、作成方法)	心電図波形、イベント内容、セルフチェック内容、履歴内容、バッテリー使用状況	・本体メモリ 電源投入回数、トータル駆動時間、除細動実施回数、バッテリー残量、セルフチェック実施回数、トレーニング回数 ・ソフトウェア(イベントレビュー) 心電図波形、音声(任意)、イベント、セルフチェック履歴、バッテリー使用状況	・解析した心電図波形及び通電前後の心電図波形 ・イベントログレポート(電源 ON、患者に接続しました、解析結果、体動検出しました、等 15 イベント) ・直近 30 日分の自動自己診断記録
	記録・レポート容量	連続 20 分間の心電図、イベント内容	・コンパクトフラッシュ(32MB) ・連続 16 時間の心電図波形記録、2 時間の音声(任意) ・その他履歴 ・事後検証可能	連続 20 分間の心電図、最大 300 件のイベント内容を 2 人分
	データ解析	データ解析ソフト付き(使用後の心電図データはお手持ちの WindowsPC で解析可能)	「イベントレビューエクスプレス」:無料	Windows 版データ解析ソフト(オプション)又は、市販のプリンター(エプソン製 VP700)にて日本語レポート出力可能
	通信機能	シリアル通信機能(標準機能)	赤外線通信	シリアル通信機能(標準機能)
価格(税込み)	提供価格 / 1 台(税込)	400,000 円 その他提供価格に含まれるサービス品 ・米国心臓協会(AHA)発行「実践 AED マニュアル」 ・オリジナル AED 設置看板(AED の設置を示す看板) ・オリジナル心肺蘇生ポスター(心肺蘇生法を説明したポスター)	491,400 円 その他提供価格に含まれるサービス品 ・キャリングケース	￥367,500(1台) その他提供価格に含まれるサービス品 ・当社オリジナル AED 設置看板(AED の設置を示す看板) ・オリジナル心肺蘇生ポスター(心肺蘇生法を説明したポスター) ・AED 設置してありますポスター
	定価(値引率)	・913,185 円(56%引き) 内訳 ・本体:903,000 円 ・使い捨て電極:10,185 円	819,000 円(40%)	￥735,000(50%OFF) 内訳 ・本体 ￥684,075 ・バッテリー ￥50,925
	提供価格条件	・50 台以上:367,500 円(60%引き) ・100 台以上:273,000 円(70%引き)	30 台以上: 450,450 円(45%引き) 50 台以上: 425,880 円(48%引き)	50 台以上の場合 ￥315,000.(57.2%引き) 100 以上の場合 ￥294,000.(60%引き)
アフターケア	セルフチェック 頻度・対象	毎日、毎週(7 日毎)、毎月(28 日毎)の 3 レベルで電子回路、ソフトウェア、バッテリー容量、高圧回路、電極の使用状況をチェック	毎日、毎週、毎月、およびバッテリー交換後	毎日、毎週、毎月、および電源投入時
	保証期間	1 年間	5 年間	5 年間

		日本光電工業株式会社	レールダル メディカル ジャパン株式会社	日本メドトロニック株式会社
機種名称・形式		カルジオライフ AED - 9100 	ハートスタート FR2 	ライバック LP500B 
	説明会の開催など	・納入時に当社員による使用説明会開催（無料） ・医師会開催の A C L S 研修会に対する研修器材の随時貸し出し対応	納入時に当社サービス員による説明会開催。ACLS 研修会時でも対応可能	・納入時に当社員による使用説明会開催（無料） ・医師会開催の ACLS 研修会に対する研修器材の随時貸し出し対応
	点検・交換	18 ヶ月毎（使い捨て電極の使用期限）に当社から点検のお知らせのご案内（無償）とパッド交換（有料）を実施	メンテナンスフリー（使い捨て電極の使用期限は製品のパッケージに明記、交換は有料にて実施可能）	12 ヶ月毎に当社から点検のお知らせのご案内（無償）とパッド交換（有料）を実施
	補修	・当社の約 900 名からなる全国 125 営業所・サービス拠点で対応 ・夜間及び休日はコールセンターにて対応	・当社テクニカルセンター（千葉県市川市）にて修理。出張修理も可能。	統計上の障害発生率では、平均故障間隔が 64 年と極めて高い信頼性を保有しておりますが、障害時には代品をお届けの上、当社 QA センターにて専門スタッフにより迅速に対応致します。
	その他	定期点検制度（有料）あり。	不具合発生時は新品と交換 アフターケアは、当社の他、フクダ電子または地域の代理店が行います。	
他	連絡先・担当者	営業本部民間 在宅営業部 松下哲也 電話 03-5996-8024 住所：東京都新宿区西落合 1-31-4 F A X : 03-5996-8091 メールアドレス: Tetsuya_Matsushita@mb7.nkc.co.jp	本社 インフォメーションセンター 〒102-0082 東京都千代田区一番町 8 一番町 FS ビル 5F 電話：03-3222-8090 FAX: 03-3222-8091 フリーダイヤル：0120-309-060	本社 エマージェンシーレスポンスシステム 塩澤秀幸 電話 044-540-6502 住所 川崎市幸区堀川町 580 リットスクエア西館 6F FAX 044-540-6170 hideyuki.shiozawa@medtronic.com
	備考		契約、納品、サポートは、当社の他、フクダ電子または地域代理店が行います。 また、モニターなしのタイプは、フクダ電子または地域代理店にお問い合わせください。	
	主な配備先（医師会・医療機関以外）	日本航空（国際線および国内線） 国技館、国立競技場、秩父宮ラグビー場、横浜国際競技場、大阪門真スポーツセンター、外務省、警察庁他	全日本空輸（国際線および国内線） 総務省、厚生労働省、宮内庁、内閣官房、イギリス大使館、日本サッカー協会、クレディティスイス銀行、J リーグ（J1/J2 全チーム）、成田国際空港、羽田国際空港 他	慶應志木高校、関西学院大学、神戸女学院、石和健康ランド、松下電工、ファイザー、V リーグチーム、JA 福井、等々力アリーナ、ミューザ川崎、秋田拠点センタ

日本医師会共同購入支援Q & A

1. 専用購入申込書は、日医へ直接送付するのですか？

いいえ。各会社へ送付してください。また、ファクシミリ、郵送でも構いませんが、念のために到達確認の電話もしておいてください。

2. 納期は？

10月31日以降、なるべく早く納入するように求めています。

特にお急ぎの場合は、各社（または代理店）に別途ご連絡いただくか、10月31日以降に各社（または代理店）より各医師会・医療機関に購入の確認を行った際にお伝えください。

3. 各社が直接、契約、納品、アフターケアを行うのか？

各社が直接行う場合もありますが、代理店が行う場合もあります。特に、レールダルメディカルジャパン社のAEDは、フクダ電子社が対応することもあります。

各社には、各医師会や医療機関が混乱することのないよう、十分な説明を行い、理解を得るよう求めています。また、アフターケアも万全を期すことを条件としています。

不明の場合は、各社にご確認されるか、日医事務局へお問い合わせください。

4. 金額確定日の10月31日は日曜日だが？

11月1日に到着した分も含みます。

5. 購入申込書は、各郡市区医師会・医療機関から直接各社に送付してもよいか？

各都道府県医師会で一括して送付してください。

6. いったん購入申込書を送付した後、追加申し込みは可能か？

はい。可能です。

7. 日医の都道府県医師会へのACLS訓練用人形等の補助は、この共同購入支援事業に参加しないと受けられないのか？

いいえ。補助事業と共同購入支援事業は、別個の事業です。

8. 新しい共同購入支援資料に付いている専用購入申込書は、以前と異なるが、どちらをつかってよいのか？

はい。ただし、以前の申込書には、今回加わったアイエムアイ社とメドトロニック社が入っておりません。両社の製品を購入される場合は新しい申込書をご利用ください。

混乱させてしまい、申し訳ありません。

9. ボリュームディスカウントは、各県ごとの申し込み数で決まるのか？

いいえ。全国からの申し込み数総計で決まります。

10. 現在の申し込み状況がわからないと、なかなか購入の決断ができないが？

9月末を目途に、申し込み状況を各都道府県医師会にご連絡する予定です。

11. この共同購入支援事業は、来年も行うのか？

来年度の実施は、現在予定しておりません。